

Поликлональные Антитела Против Pde7A Для Вб, Ифа - Q13946

Артикул: CM0016459



введение

Кроличьи поликлональные антитела к высокоаффинной цАМФ-специфической фосфодиэстеразе 7А, валидированные для применения в ВБ и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигналинга цАМФ и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDE7A кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	HCP1; PDE7; PDE7A
Вид	Человек
ID гена (человек)	5150
ID гена	5150
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 345–456 человеческого PDE7A (NP_002594.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13946
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодовой пакет