


Кроличье Моноклональное Антитело Против Pdgfb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф-П, Ифа - P01127

Артикул: CM0007606



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PDGFB (P01127). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Валидировано с синтетическим пептидным иммуногеном. Идеально для исследований пролиферации клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDGFB Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Вид	Человек
GeneID	5155
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 142-241 человеческого PDGFB (NP_002599.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01127
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом