

Моноклональное Антитело Против Pdha1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P08559

Артикул: CM0003875



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против PDHA1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции и ELISA. Специфично к PDHA1 человека, мыши и крысы — ключевому митохондриальному ферменту, связывающему гликолиз и цикл Кребса. Подходит для исследований метаболизма и изучения заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDHA1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5160
GeneID	5160
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 белка PDHA1 человека (P08559).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P08559
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом