

## Кроличыи Моноклональные Антитела Против Pdk1/Pdhk1 Для Вб, Ифа - Q15118

Артикул: CM0004948



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого PDK1/PDHK1 (Q15118), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследования метаболизма глюкозы и сигналинга при гипоксии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PDK1/PDHK1 кроличье мкАнт                                                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | PDK1; пируватдегидрогеназа киназа 1; PDK1/PDHK1                                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (человек)                   | 5163                                                                                                                                   |
| GeneID                             | 5163                                                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 1-100 человеческого PDK1/PDHK1 (Q15118). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность          | Человек, мышь                                                                                                                          |
| SWISS                              | Q15118                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка           | 49кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                                                                      |