

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Pdk1/Pdhk1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15118

Артикул: CM0015701



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого PDK1/PDHK1 (пируватдегидрогеназкиназа 1). Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения регуляции метаболизма глюкозы и реакции на гипоксию. ~49 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDK1/PDHK1 Кроличьи rAb
Примечания/Псевдоним	PDK1; PDK1/PDHK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5163
ID гена	5163
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 337-436 человеческого PDK1/PDHK1 (NP_002601.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15118
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом