

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pdk1/Pdprk1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15530

Артикул: CM0023024



введение

Кроличья поликлональная антитело против PDK1/PDPK1, подходящая для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения инсулиновой сигнализации, пролиферации клеток и путей выживания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDK1/PDPK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PDK1, PDPK2, PDPK2P, PRO0461, PDK1/PDPK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5170
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 409-556 человеческого PDK1/PDPK1 (NP_002604.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15530
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	В ледяном пакете