

Поликлональное Антитело Anti-Pdk3 Для Wb, Elisa — Q15120

Артикул: CM0018537



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PDK3, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Нацелено на изофермент 3 митохондриальной пируватдегидрогеназкиназы, регулятор метаболизма глюкозы и аэробного дыхания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PDK3
Примечания/синонимы	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Вид	Человек
GeneID (человек)	5165
GeneID	5165
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 137-406 человеческого PDK3 (NP_005382.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q15120
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом