

Анти-Pdzk1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5T2W1

Артикул: CM0025579



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого скаффолд-белка PDZK1 (NHERF3/CAP70), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью. Идеально подходят для изучения эпителиального ионного транспорта и регуляции мембранных белков. Предлагаются CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDZK1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	CAP70; CLAMP; PDZD1; NHERF3; NHERF-3; PDZK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5174
GeneID	5174
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого PDZK1 (NP_001188254.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q5T2W1
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом