


Поликлональное Антитело Против Rebr1 Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа - P30086

Артикул: CM0016704



введение

Кроличье поликлональное антитело против РЕВР1 для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Направлено против человеческого РЕВР1 (RKIP) с перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации киназ и ЦНС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕВР1 кроличье пАнт
Примечания/Альтернативные названия	РВР; HCNР; РЕВР; RKIP; HCNРpp; РЕВР-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; РЕВР1
Вид	Человек
ИД гена (человек)	5037
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-187 человеческого РЕВР1 (NP_002558.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30086
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Айс-пак