


## Поликлональное Антитело Anti-Pedf/Serpinf1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P36955

Артикул: CM0019882



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PEDF/SERPINF1 (P36955).  
Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA.  
Перекрёстно реагирует с белком мыши.  
Идеально подходит для исследований ангиогенеза и нейротрофических процессов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PEDF/SERPINF1 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Примечания/альтернативные названия | OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35                                                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| Идентификатор гена (человек)       | 5176                                                                                                                              |
| Идентификатор гена                 | 5176                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 141-240 человеческого PEDF/SERPINF1 (NP_002606.3) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Перекрёстная реактивность          | Человек, мышь                                                                                                                     |
| SWISS                              | P36955                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 46 кДа                                                                                                                            |
| Условия транспортировки            | Пакет со льдом                                                                                                                    |