

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pelp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - C9Jfv4

Артикул: CM0027100

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PELP1 (MNAR), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения сигнальных путей ядерных рецепторов и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PELP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MNAR; P160; PELP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27043
ID гена	27043
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1021-1180 человеческого PELP1 (NP_055204.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	C9JFV4
Молекулярный вес белка	125кДа
Доставка	В ледяном пакете