


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Пепсиногена II (Pg II) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P20142

Артикул: CM0026719



### введение

Кроличья поликлональная антитело против пепсиногена II (PG II), валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с гастрицином человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований пепсиногена C в области изучения пищеварения и протеаз.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Пепсиноген II (PG II) Кроличья поликлональная антитело                                                                                 |
| Примечания/Альясы         | PEPC; PGII; Пепсиноген II (PG II)                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (человек)          | 5225                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 5225                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 73-172 пепсиногена II (PG II) человека (NP_001159896.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | P20142                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 42 кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                      |