


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Pfkl Для Wb, Ihc-P, Elisa - P17858

Артикул: CM0007250



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к Anti-PFKL, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелены на фосфофруктокиназу печеночного типа, ключевой фермент гликолиза. Подходят для исследований в области метаболизма и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PFKL кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	PFK-B, PFK-L, ATP-PFK, PFKL
Вид	Человек
GeneID	5211
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 680-780 человеческого PFKL (NP_002617.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17858
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом