

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pgam2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа (Elisa) - P15259

Артикул: CM0028333

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PGAM2, специфичной для мышц фосфоглицератмутаза, участвующей в гликолизе. Валидировано для применения в WB, IF-P, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGAM2 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	GSD10; PGAMM; PGAM-M; PGAM2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5224
GeneID	5224
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-253 человеческого PGAM2 (NP_000281.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15259
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом