

Кроличыи Моноклональные Антитела K Anti-Pgm1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P36871

Артикул: CM0003322



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого PGM1, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с PGM1 человека, мыши и крысы; наблюдаемая молекулярная масса ~61 кДа. Идеальны для исследований метаболизма глюкозы и болезней накопления гликогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGM1 кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	CDG1T; GSD14; PGM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5236
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 465-562 человеческого PGM1 (NP_002624.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36871
Масса белка	61 кДа
Доставка	Сумка со льдом