

Кроличья Поликлональная Антитело Против Phc1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P78364

Артикул: CM0024879



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PHC1 (EDR1, HPH1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. PHC1 является компонентом комплекса PRC1, участвующим в репрессии хроматина и регуляции генов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EDR1; HPH1; RAE28; MCPH11; PHC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1911
GeneID	1911
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-940 человеческого PHC1 (NP_004417.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78364
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом