

Поликлональное Антитело Против Phf11 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uil8

Артикул: CM0026311

введение

Кроличье поликлональное антитело PHF11 для детекции PHD finger protein 11, регулятора цитокинов Th1. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHF11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHF; NYREN34; NY-REN-34; PHF11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51131
ID гена	51131
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-292 человеческого PHF11 (NP_001035533.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UIL8
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике