


Поликлональные Антитела К Phka1 Для Wb, Elisa - P46020

Артикул: CM0021552



введение

Кроличы поликлональные антитела к PHKA1, валидированные для методов WB и ELISA. Распознают регуляторную субъединицу альфа фосфорилаза b киназы человека и мыши, идеально подходят для исследований метаболизма гликогена и мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к PHKA1
Примечания/Синонимы	PHKA; PHKA1
Вид	Человек
GeneID	5255
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-820 PHKA1 человека (NP_001116142.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P46020
Молекулярная масса белка	137 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом