


Поликлональное Антитело Против Phkb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q93100

Артикул: CM0026054



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок РНКВ — регуляторную бета-субъединицу фосфорилазы b киназы. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с человеческим и мышинным белком. Идеально подходит для исследований гликогенового обмена и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHKB Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	PHKB
Вид	Человек
ID гена (человек)	5257
ID гена	5257
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 854–1093 человеческого РНКВ (NP_000284.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q93100
Молекулярная масса белка	125 кДа
Доставка	Ледяной пакет