


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Btk (Tyr223) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q06187

Артикул: CM0001764



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфорилированному ВТК (Tyr223), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения В-клеточного рецептора, сигнального пути TLR и киназной активности ВТК в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-BTK-Y223 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; Phospho-BTK-Y223
Вид	Человек
GeneID (Человек)	695
GeneID	695
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y223 человеческого ВТК (Q06187)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q06187
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка со льдом