


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-C-Мус (S62) Для Wb, Ihc-P И Elisa - P01106

Артикул: CM0001103



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на с-Мус, фосфорилированный по Ser62. Валидировано для WB, ИHC-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рака и изучения передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-с-Мус-S62 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MRTL; MYCC; с-Мус; bHLHe39; Phospho-с-Мус-S62
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4609
ID гена	4609
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку вокруг S62 белка MYC человека (NP_001341799.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01106
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В пакете со льдом