

Антитела Кролика Против Фосфо-CD117/C-Kit-Y721 (Pab) Для Вестерн-Блоттинга - P10721

Артикул: CM0000449



введение

Поликлональные антитела кролика против фосфо-CD117/c-Kit-Y721, валидированные для Вестерн-блоттинга (Western Blot) на образцах человека. Обнаруживают фосфорилированный тирозин 721 белка KIT, рецепторной тирозинкиназы, играющей ключевую роль в выживании клеток, их пролиферации и гемопоэзе. Идеальны для исследований трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CD117/c-Kit-Y721 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
Вид	Человек
ID гена (человек)	3815
ID гена	3815
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Y721 человеческого KIT
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB (Вестерн-блот)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10721
Молекулярный вес белка	110 кДа
Доставка	Сумка со льдом