


Поликлональное Антитело Против Фосфо-Cdk1-Y15 Для ВБ, Ип, Мф-П, Игх-П, Ифа — P06493

Артикул: CM0001850



введение

Поликлональное антитело кролика против фосфо-CDK1-Y15, валидированное для ВБ, ИП, МФ-П, ИГХ-П, ИФА для человека, мыши и крысы. Распознает CDK1, фосфорилированный по Tyr15 — ключевой регулятор клеточного цикла. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CDK1-Y15 кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/Синонимы	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	983
GeneID	983
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области Y15 человеческого CDK1 (NP_001777.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, МФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06493
Молекулярная масса белка	34кДа
Доставка	С холодоэлементом