


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Egfr-Y1172 Для Вб, Ифа - P00533

Артикул: CM0001853



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, направленное против Y1172 человеческого EGFR (134 кДа). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигналинга EGFR при раке и клеточных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-EGFR-Y1172 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1172
Вид	Человек
ID гена (человек)	1956
ID гена	1956
Иммуноген	Синтетический пептид Фосфоспецифичный пептид, соответствующий остаткам вокруг Y1172 человеческого EGFR
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Хладоэлемент