

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Fgfr1 (Y653) Для Вб, Ифа - P11362

Артикул: CM0000613



введение

Кроличье поликлональное антитело против фосфо-FGFR1 (Y653), валидированное для ВБ, ИФА у человека, мыши и крысы. Обнаруживает фосфорилированный FGFR1 по тирозину 653 — рецепторную тирозинкиназу, необходимую для эмбрионального развития и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-FGFR1-Y653 кроличье пАт
Примечания/Синонимы	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653
Вид	Человек
ID гена (человек)	2260
ID гена	2260
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y653 FGFR1 человека (NP_075598.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11362
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Сумка-холодильник