

Поликлональные Антитела Против Фосфо-Foxo3A (Ser294) Для Вб, Ифа — O43524

Артикул: CM0001537



введение

Кроличьи поликлональные антитела Phospho-FOXO3A (Ser294) детектируют FOXO3A человека, мыши и крысы, фосфорилированный по остатку S294. Подходит для ВБ и ИФА. Идеально подходит для изучения апоптоза, аутофагии и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-FOXO3A-S294 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S294
Вид	Человек
ID гена (человек)	2309
ID гена	2309
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области остатка S294 FOXO3A человека (NP_001446.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O43524
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет