


Анти-Фосфо-Gcn2 (T899) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q9P2K8

Артикул: CM0001994



введение

Фосфо-GCN2-T899 поликлональные антитела кролика, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий GCN2, фосфорилированный по треонину 899. Идеально подходят для исследований интегрированного стресс-ответа и аминокислотного голодания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-GCN2-T899 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GCN2; PVOD2; Фосфо-GCN2-T899
Вид	Человек
ID гена (человек)	440275
ID гена	440275
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в районе T899 человеческого Фосфо-GCN2-T899.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P2K8
Молекулярный вес белка	187кДа
Доставка	Сумка со льдом