

Анти-Фосфо-IkBa (Ser36) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P25963

Артикул: CM0001259



введение

Специфическое к фосфорилированию поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого IkBa, фосфорилированного по Ser36, для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для анализа пути NF-кВ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-IkBa-S36 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-S36
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4792
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S36 человеческого IkBa (NP_065390.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25963
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом