


Кроличья Моноклональная Антитела Против Фосфо-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223 Для Вб, Ифп, Игх-П, Ифа — P45983/P45984/P53779

Артикул: CM0001391



введение

Фосфоспецифичная кроличья моноклональная антитела, распознающая активированный JNK1/2/3 (Thr183/Tyr185 и Thr221/Tyr223). Подходит для ВБ, ИФП, ИГХ-П, ИФА с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования сигнальных путей стресса и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 кроличья моноклональная антитело
Примечания/псевдонимы	JNK1/2/3; SAPK; Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223
Вид	Человек
ID гена (человек)	5599/5601/5602
ID гена	5599/5601/5602
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P45983/P45984/P53779
Молекулярная масса белка	48 кДа/52 кДа
Доставка	С ледяным пакетом