


Анти-Фосфо-Марк14 (T180/Y182) / Марк11 (T180/Y182) / Марк13 (T180/Y182) / Марк12 (T183/Y1845) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Артикул: CM0001706



введение

Эти поликлональные антитела кролика обнаруживают фосфорилированные p38 MAPK (MAPK11, MAPK12, MAPK13, MAPK14) в ключевых сайтах активации. Применяются для WB и ELISA, имеют перекрестную реактивность с человеческими и крысиными образцами; идеально подходят для изучения сигнальных путей стресса и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-MAPK14-T180/Y182+MAPK11-T180/Y182+MAPK13-T180/Y182+MAPK12-T183/Y1845 Rabbit pAb
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5600/6300/5603/1432
GeneID	5600/6300/5603/1432
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области T180 и Y182 человеческого MAPK14MAPK11 (NP_002742.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Доставка	Сумка-холодильник