


Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-Маркарк-2/Мк2 (Т334) Для Игх-П, Ифа — Р49137

Артикул: CM0000836



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-МАРКАРК-2/МК2 (Т334), валидированная для ИГХ-П и ИФА, нацеленная на человеческую, мышиную и крысиную МАРКАРК2, фосфорилированную по треонину 334. Идеально подходит для исследований сигналинга стресса и регуляции цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-МАРКАРК-2/МК2-Т334 кроличья пАт
Примечания/псевдонимы	МК2; МК-2; МАРКАР-К2; Phospho-МАРКАРК-2/МК2-Т334
Вид	Человек
GeneID (человек)	9261
GeneID	9261
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе Т334 человеческой МАРКАРК2 (NP_116584.2?).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49137
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовый пакет