

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Mtor (S2481) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P42345

Артикул: CM0000582



введение

Валидируйте сигнализацию mTOR с помощью этого кроличьего поликлонального антитела, специфичного к фосфорилированному Ser2481. Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для изучения метаболических путей и путей роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-mTOR-S2481 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2475
ID гена	2475
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S2481 белка mTOR человека (NP_004949.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42345
Молекулярная масса белка	289 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом