


Кроличья Поликлональная Антитела Против Фосфо-Nf-Kb2-S866 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q00653

Артикул: CM0001456



введение

Кроличьи поликлональные антитела Phospho-NF-κB2-S866 специфично детектируют эндогенный фосфорилированный NF-κB2 p100/p52 по Ser866. Идеально подходят для применения в методах Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА на образцах человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против фосфо-NF-κB2-S866
Примечания/Альтернативные названия	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4791
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S866 человеческого NF-κB2 (NP_001070962.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00653
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом