


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Р38 Марк (Y182) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q16539

Артикул: CM0001072



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело против p38 MAPK (MAPK14), фосфорилированного по тирозину 182 (Y182). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей стресса и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против фосфо-p38 MAPK-Y182
Примечания/Алиасы	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1432
GeneID	1432
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y182 белка p38 MAPK человека (NP_620581.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16539
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	В пакете со льдом