

Кроличий Моноклональный Антитело Против Фосфо-Pak2 (S20) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13177

Артикул: CM0001110



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело, направленное против PAK2 в положении серина 20. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения сигнальных путей PAK2 в апоптозе и динамике цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PAK2-S20 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Вид	Человек
ID гена	5062
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S20 человеческого PAK2 (NP_002568.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q13177
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент