


Анти-Фосфо-Ркс Дельта (T505) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q05655

Артикул: CM0001442



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого фосфо-РКС дельта-T505, валидированные для WB и ELISA. Нацелены на сайт фосфорилирования T505 РКС дельта (PRKCD, пРКС-дельта), ключевой киназы в апоптозе, клеточном цикле и сигнальных путях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-РКС дельта-T505 pAb кролика
Примечания/Псевдоним	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; пРКС-дельта; Фосфо-РКС дельта-T505
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5580
GeneID	5580
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T505 человеческого РКС дельта (NP_006245.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	Q05655
Молекулярный вес белка	78кДа
Доставка	Сумка со льдом