


Моноклональное Антитело Anti-Phospho-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Артикул: CM0000779



введение

Кроличье моноклональное антитело, распознающее фосфо-PKC альфа/бета/дельта/эпсилон/эта/тета по β II Ser660. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сигналинга PKC, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-PKC (pan) (β II Ser660) Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Phospho-PKC (pan) (β II Ser660)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
ID гена	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Молекулярная масса белка	59kDa/67kDa/74-83kDa
Условия доставки	В пакете со льдом