


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Polr2A Ctd-S5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P24928

Артикул: CM0001299



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против фосфо-POLR2A CTD-S5, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на фосфорилирование серина 5 в CTD РНК-полимеразы II, что важно для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против фосфо-POLR2A CTD-S5
Примечания/Альтернативные названия	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5430
ID гена	5430
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку, окружающему S5 в CTD-повторе YSPTSPS белка POLR2A человека.
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24928
Молекулярная масса белка	217 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом