


Анти-Фосфо-Prrp1R12A (S507) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - O14974

Артикул: CM0001861



введение

Специфическое к фосфорилированной форме поликлональное антитело кролика, направленное против Ser507 человеческого PPP1R12A (MYPT1), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения регуляции миозинфосфатазы и путей сигнальной трансдукции в гладкой мышце.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PPP1R12A-S507 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S507
Вид	Человек
GeneID (человек)	4659
GeneID	4659
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14974
Молекулярный вес белка	115кДа
Доставка	Сумка со льдом