


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Фосфо- Rpp2Ca/Rpp2Cb-Y307 Для ВБ, Ифа - P67775 / P62714

Артикул: CM0000532



введение

Фосфоспецифичные поликлональные кроличьи антитела, выявляющие PPP2CA/PPP2CB, фосфорилированный по остатку Y307. Валидированы для ВБ и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально подходят для изучения сигналинга, опосредованного PP2A, регуляции клеточного цикла и контроля транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PPP2CA/PPP2CB; Phospho-PPP2CA/PPP2CB-Y307
Вид	Человек
ID гена (человек)	5515/5516
ID гена	5515/5516
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий участку Y307 человеческого PPP2CA/PPP2CB (NP_001009552.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P67775/P62714
Доставка	Холодовой пакет