


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфорилированного Src-Y529 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P12931

Артикул: CM0000793



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против фосфорилированного Src по тирозину 529 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека. Идеально подходит для исследований в области онкологии, клеточной адгезии и резорбции костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Src-Y529 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6714
GeneID	6714
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический фосфорилированный пептид в области Y529 человеческого Src.
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12931
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом