


Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Stat1 (Ser727) Для Wb, IHC-P, Elisa - P42224

Артикул: CM0001757



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфорилированный STAT1 (Ser727) для вестерн-блота, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Ожидаемая молекулярная масса 87 кДа. UniProt P42224.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-STAT1-S727 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Вид	Человек
ID гена (человек)	6772
ID гена	6772
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид в области S727 человеческого STAT1 (NP_009330.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42224
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Хладоэлемент