

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Статмина 1 (Ser25) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P16949

Артикул: CM0001090

введение

Валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА, это кроличье поликлональное антитело детектирует эндогенный фосфо-Статмин 1 (Ser25) в образцах человека, мыши и крысы, поддерживая исследования в области онкологии и нейронаук.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против фосфо-Статмина 1-S25
Примечания/Альтернативные названия	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Фосфо-Статмин 1-S25
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3925
ID гена	3925
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S25 человеческого Статмина 1 (NP_005554.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16949
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом