


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Tbc1D4-T642 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O60343

Артикул: CM0001662



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному Thr642 человеческого TBC1D4/AS160. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным белком. Полезно для изучения инсулин-стимулированного захвата глюкозы и механизмов диабета 2 типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-TBC1D4-T642 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AS160; NIDDM5; Phospho-TBC1D4-T642
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9882
ID гена	9882
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг T642 человеческого TBC1D4 (NP_055647.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60343
Молекулярная масса белка	147 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом