


Кроличья Моноклональная Антитело Против Фосфо-Tbk1/Nak-S172 Для Вб, Ифа - Q9Uhd2

Артикул: CM0000706



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, специфичное к фосфорилированному TBK1 (Ser172). Валидировано для ВБ и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета, аутофагии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-TBK1/NAK-S172 кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	NAK; T2K; IIAE8; FTDALS4; Phospho-TBK1/NAK-S172
Вид	Человек
ID гена	29110 (Человек)
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид области S172 человеческого TBK1/NAK
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UND2
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодильный пакет