

Поликлональное Антитело Против PI3 Киназы P110 Бета Для ВБ И Ифа - P42338

Артикул: CM0017387

введение

Кролиچه поликлонаное антитело к человеческой PI3 киназе p110 бета, подходит для вестерн-блотирования и ИФА. Направлено против PIK3CB, участвующей в росте клеток, выживании и онкогенной сигнализации. Реагирует перекрестно с мышиными и крысиными гомологами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3 киназа p110 бета, кроличье поликлональное антитело
Примечания/псевдонимы	PI3K; PIK3C1; P110BETA; PI3KBETA; PI3 Kinase p110 beta
Вид	Человек
ID гена (человек)	5291
ID гена	5291
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 410-600 человеческой PI3 киназы p110 бета (NP_006210.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42338
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	С ледяным пакетом