

Кроличье Моноклональное Антитело Против PI3 Kinase P85 Alpha Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P27986

Артикул: CM0005199



введение

Моноклональное кроличье антитело, направленное против PI3 Kinase p85 alpha, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути PI3K/AKT, инсулинового ответа и путей рецепторной тирозинкиназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3 Kinase p85 alpha Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5295
ID гена	5295
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27986
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка со льдом