


## Кроличье Поликлональное Антитело Против Piezo1 (Fam38A) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q92508

Артикул: CM0026309



### введение

Кроличье поликлональное антитело против PIEZO1 (FAM38A), компонента механочувствительного ионного канала. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований тактильной/болевого чувствительности и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против FAM38A/PIEZO1                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1                                                                                               |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)                   | 9780                                                                                                                                             |
| GeneID                             | 9780                                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2230-2420 белка FAM38A/PIEZO1 человека (NP_001136336.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                             |
| SWISS                              | Q92508                                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 287 кДа                                                                                                                                          |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                |