


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pigr Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P01833

Артикул: CM0029065



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PIGR, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований мукозального иммунитета и транцитоза IgA/IgM.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	PIGR Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PIGR
Вид	Человек
ID гена	5284
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 460–600 человеческого PIGR (NP_002635.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01833
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Хладоэлемент