

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Pigx Для Вб, Ифа - Q8Tbf5

Артикул: CM0020836

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому PIGX (PIG-X), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью с крысами. Подходит для исследований биосинтеза GPI-якоря, стабилизирующая субъединица комплекса манозилтрансферазы I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIGX кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	PIG-X; PIGX
Вид	Человек
ID гена (человек)	54965
ID гена	54965
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-220 человеческого PIGX (NP_060331.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q8TBF5
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Ледяной пакет